

迷你型蠕動幫浦

TE-BW100

- **記憶功能**：斷電後數據及時保存
- **全速功能**：一鍵控制全速運行，用於快速清洗、灌裝、排空等
- **外控功能**：多種模式選擇(通訊模式、模擬模式、腳踏開關控制)
- **定速功能**：智能流量定速-輸入實際流量值，系統自動進行流量控制
- **回吸功能**：通過設定回吸角度和回吸速度，防止液體滲漏，確保液體精度



型號一覽：

- TE-BW100：最大流速 28.25 (ml/min)

蠕動幫浦M系列 基本傳輸型

TE-Series

- 斷電後數據及時保存
- 採用雙向大扭矩/小功率馬達
- 一鍵控制全速運行，用於快速清洗、灌裝等
- 可安裝多種泵頭：YZ系列、DG系列、ZN系列
- 可定制停機後反轉運行速度和角度，以防止液體滲漏
- 靈活的控制方式：按鍵和外控方式，方便用戶選擇使用
- 根據客戶實際應用，可串聯多個泵頭以滿足不同流量要求
- 存儲功能、外控功能、斷電記憶、校正功能、全速功能、回吸功能



旋鈕操作 / 不鏽鋼外殼

型號一覽：

- TE100M：最大流速 380 (ml/min) / 最高轉速 100 rpm
- TE300M：最大流速 1140ml (ml/min) / 最高轉速 300 rpm
- TE600M：最大流速 2280ml (ml/min) / 最高轉速 600 rpm

TEL：02-7742-3341/02-2874-4741

FAX：02-2312-0085

MAIL：sales@te-lab-equipment.com.tw



蠕動幫浦 CF系列 數位定量型

CF Series



觸控螢幕 / ABS材質外殼

- **LOCK功能**：鎖屏設計，防止誤觸螢幕
- **存儲功能**：用戶數據存儲功能 - 9組客製數據
- **顯示功能**：操作界面實時動畫顯示運行狀態和工作參數
- **回吸功能**：通過設定回吸角度和回吸速度，防止液體滲漏
- **外控功能**：多種模式選擇 - 通訊模式、模擬模式、腳踏開關控制
- **全速功能**：一鍵控制全速運行，用於快速清洗、灌裝、排空管材等
- **定速功能**：數位流量定速 - 輸入實際流量值，系統自動進行流量控制

型號一覽：

- TE100CF：最高流速 380 (ml/min) / 最高轉速 100 rpm
- TE300CF：最高流速 1140 (ml/min) / 最高轉速 300rpm
- TE600CF：最高流速 2280 (ml/min) / 最高轉速 600 rpm

- **LOCK功能**：鎖屏設計，防止誤觸螢幕
- **存儲功能**：用戶數據存儲功能 - 9組客製數據
- **顯示功能**：操作界面動畫顯示運行狀態和工作參數
- **回吸功能**：通過設定回吸角度和回吸速度，防止液體滲漏
- **外控功能**：多種模式選擇 - 通訊模式、模擬模式、腳踏開關控制
- **全速功能**：一鍵控制全速運行，用於快速清洗、灌裝、排空管材等
- **定速功能**：數位流量定速 - 輸入實際流量值，系統自動進行流量控制

型號一覽：

- TE100FC：最高流速 380 (ml/min) / 最高轉速 100 rpm
- TE300FC：最高流速 1140 (ml/min) / 最高轉速 300 rpm
- TE600FC：最高流速 2280 (ml/min) / 最高轉速 600 rpm

人氣
商品


蠕動幫浦 FC系列 數位定量型

FC Series (與CF系列功能相同)



觸控螢幕 / 不鏽鋼外殼

注射幫浦系列



- 內部校正數位化
- 內建RS-485通訊連結
- 高精度控制和報警機制
- 可接受的注射針筒尺寸為 10 μ L 至 60 mL
- 採用4.3英寸彩色觸控螢幕，參數設置方便快捷
- 內建多品牌注射針筒，可適應不同實驗流量要求
- 多種不同指示燈，了解並確認工作狀態(高解析工作燈)
- 4種工作模式可選(infusion/Extraction/IN-EX/EX-IN)

型號一覽：

- TE100SP-01 適用注射針筒：10ul-60ml (另購)
- TE100SP-02 適用注射針筒：10ul-60ml (另購)
- TE100SP-04 適用注射針筒：10ul-10ml (另購)
- TE100SP-10 適用注射針筒：10ul-10ml (另購)